



NOSOVÝ SPREJ

OCHRANA PRED VÍRUSMI SPÔSOBUJÚCIMI PRECHLADNUTIE

Čo je nosový sprej GripVis?

GripVis sa môže používať na prevenciu a podporu liečby ochorení podobných chrípke vírusového pôvodu. Vytvára zvlhčujúci ochranný film, ktorý zabezpečuje dlhodobé zvlhčovanie nosovej sliznice a tým podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu.

Nosový sprej GripVis: na použitie pre dospelých a deti od 1 roka.

Nosový sprej GripVis neobsahuje **žiadne konzervačné látky**. Sterilný filter zaručuje sterilitu roztoku aj po opakovanom používaní. Nosový sprej GripVis nemá dekongescenčný účinok (tzn. neznižuje prekrvenie a opuch sliznice nosa).

Čo obsahuje nosový sprej GripVis?

Nosový sprej GripVis je číry, bezfarebný, viskózný roztok bez zápachu. 1 ml roztoku obsahuje 1,2 mg karagenanu iota (Carragelose®), 0,4 mg karagenanu kappa, chlorid sodný a čistenú vodu.

Aké sú vlastnosti nosového spreja GripVis?

Nosový sprej GripVis vytvára na sliznici nosa zvlhčujúci ochranný film (tenkú vrstvu). Táto tekutá vrstva slúži ako fyzická bariéra proti vonkajším vplyvom a tým chráni pred prechladnutím a vírusovými ochoreniami podobnými chrípke.

Nos je najčastejšou cestou, kadiaľ sa do tela dostávajú vírusy, ktoré spôsobujú prechladnutie a ochorenia podobné chrípke. Medzi takéto vírusy patria napríklad rinovírusy a koronavírusy. Ak vírusy preniknú do nosa, môžu sa prichytiť na nosovej sliznici a infikovať bunky sliznice, kde sa množia a šíria. To vyústí do príznakov typických pre prechladnutie, ako sú upchatý nos alebo výtok z nosa, bolesť hrdla a/alebo bolesť hlavy, kašeľ atď.

V počiatočných štádiách ochorenia sa často nedá s určitosťou rozlíšiť medzi prechladnu-

tím a chrípkou. Chrípka je potenciálne závažné ochorenie, pričom konečnú diagnózu má určiť lekár.

Nosový sprej GripVis obsahuje Carragelose®, čo je látka získavaná z morských červených rias. Carragelose® má dva hlavné účinky.

- Nosový sprej GripVis vytvára na sliznici nosa ochrannú bariéru proti vírusom spôsobujúcim prechladnutie. Prechladnutie a ochorenia podobné chrípke spôsobuje množstvo rôznych vírusov, ako napr. **rinovírusy a koronavírusy**. Carragelose® nešpecificky obaluje vírusy spôsobujúce prechladnutie a zabraňuje tak ich adhézii (prichyteniu) na sliznicu. Týmto sa znižuje rozmnožovanie a šírenie vírusov infikujúcich dýchacie cesty.
- Nosový sprej GripVis vytvára zvlhčujúci ochranný film (tenkú vrstvu). Vďaka pôsobeniu Carragelose® zostáva táto vrstva na nosovej sliznici dlhodobo a slúži ako fyzická bariéra proti vonkajším vplyvom. Táto fyziologická zvlhčujúca vrstva podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu proti vírusom spôsobujúcim prechladnutie.

Na čo sa nosový sprej GripVis používa?

Nosový sprej GripVis môže skrátiť trvanie ochorení podobných chrípke a zmierniť závažnosť príznakov prechladnutia. Nosový sprej GripVis môže znížiť možnosť vzniku novej infekcie ako aj návrat príznakov prechladnutia spôsobeného vírusmi.

Nosový sprej GripVis zvlhčuje sliznicu nosa a tým podporuje prevenciu a liečbu všetkých ťažkostí vyplývajúcich zo suchej a podráždennej sliznice nosa.

Dávkovanie a spôsob používania

Po podaní vytvára GripVis na sliznici nosa ochrannú bariéru. Môže sa používať ako ochrana počas obdobia vyššieho výskytu

NOT38213V01

GripVis Nasal Spray



V-No.:	V133940/01	TW-No.:	154254	BC-No.:	20-1503
Package:	N/A	Language:	Slovak		
Size:	140 x 210 mm	Weight:	N/A		
Printing colours:	1. Pantone 431 2. Black	Braille transcrip.:	N/A		
Font size:	9 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A
Add. Info:	Pharmaster	Date:	24.06.2020	RD-Code:	N/A
Approved for printing: 24.06.2020 Lukesova Maria, Gaborova Katarina					

prechladnutí alebo v situáciách so zvýšeným rizikom infekcie vírusmi prenášanými vzduchom (cestovanie, využívanie verejnej dopravy, preplnené vnútorné verejné priestory atď.).

- S používaním sa má začať čo najskôr od objavenia sa prvých príznakov prechladnutia (napr. bolesť hrdla, svrbenie v nose, výtok z nosa) a má sa pokračovať, až kým príznaky neustúpia.
- Do každej nosovej dierky sa najmenej 3-krát denne aplikuje jeden vstrek.
- Ak sa objaví horúčka alebo nedôjde k zlepšeniu po 1 týždni používania, treba vyhľadať lekára.
- Na zvlhčovanie suchej sliznice nosa aplikujte viackrát denne niekoľko vstrekov do nosa podľa individuálnej potreby.

Ako používať fľaštičku so sprejom:

- Odstráňte ochranný kryt a podľa potreby urobte niekoľko strekov do priestoru, až kým sa objaví jemný homogénny sprej. Teraz je GripVis pripravený na použitie.
- Aby ste predišli poraneniu, opatrne vložte trysku do nosovej dierky! Pri aplikácii musíte držať fľaštičku v zvislej polohe.
- Po použití nasadzte ochranný kryt späť na trysku.

Kedy sa nosový sprej GripVis nemá používať?

V prípade známej precitlivosti na ktorúkoľvek zložku.

Možné vedľajšie účinky nosového spreja GripVis

Okrem veľmi zriedkavých prípadov precitlivosti nie sú v súčasnosti známe žiadne iné vedľajšie účinky. Nie sú známe žiadne interakcie.

Neboli vykonané štúdie ohľadom vzájomného ovplyvňovania s inými prípravkami.

Osobitné opatrenia pri používaní

Nosový sprej GripVis pôsobí v mieste podania. Carragelose® sa neabsorbuje bunkami sliznice nosa.

Nosový sprej GripVis sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia.

Ak príznaky pretrvávajú, musíte vyhľadať lekára.

Z hygienických dôvodov, a aby sa predišlo prenosu choroboplodných zárodkov, má jednu fľaštičku nosového spreja používať iba jedna osoba.

Uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí!

Ďalšie informácie

Nosový sprej GripVis sa môže používať dlhodobu. Neexistuje možnosť vzniku závislosti ani riziko predávkovania.

Nosový sprej GripVis obsahuje prírodnú látku Carragelose®.

Nosový sprej GripVis je zdravotnícka pomôcka a je klinicky testovaná.

Nosový sprej GripVis neobsahuje žiadne analgetiká (liečivá tlmiace bolesť), žiadne konzervačné látky, žiadne látky živočíšneho pôvodu ani skleníkové plyny.

Nosový sprej GripVis neobsahuje laktózu ani lepok a môžu ho používať diabetici.

Veľkosť balenia

20 ml fľaštička so sprejovou pumpičkou;
1 vstrek = 0,14 ml roztoku
(celkovo 142 vstrekov).

Čas použiteľnosti

Vďaka špeciálnemu filtračnému systému zostáva roztok sterilný aj po opakovanom používaní. Nosový sprej GripVis sa môže používať až do dátumu uvedeného na škatuľke.

Pokyny na uchovávanie

Uchovávajúte pri teplote od 5 °C do 30 °C.

Chrňte pred svetlom.



Výrobca

Hälsa Pharma GmbH
Maria-Goepfert-Straße 5,
23562 Lübeck, Nemecko



Distribútor

Berlin-Chemie AG (Menarini Group),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlín, Nemecko

Dodržiavajte návod na použitie!

Dátum revízie: marec 2020

STERILE A STERILNÝ A

SK / 488 / V133940/01

NOT38213V01

GripVis Nasal Spray



V-No.:	V133940/01	TW-No.:	154254	BC-No.:	20-1503
Package:	N/A	Language:	Slovak		
Size:	140 x 210 mm	Weight:	N/A		
Printing colours:	1. Pantone 431 2. Black	Braille transcrip.:	N/A		
Font size:	9 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A
Add. Info:	Pharmaster	Date:	24.06.2020	RD-Code:	N/A
Approved for printing: 24.06.2020 Lukesova Maria, Gaborova Katarina					